

## 5. 8 サンプル・ループの交換

<用意するもの>

サンプル・ループ 30 $\mu$ L	(品番 : 0019710)	1 個
サンプル・ループ 100 $\mu$ L	(品番 : 0017960)	1 個
サンプル・ループ 200 $\mu$ L	(品番 : 0017961)	1 個

<手 順>

- ① ポンプ部の送液を停止します。
- ② 本機前面のドアを開き、注入バルブの 1、4 番ポートのオシネを緩めてサンプル・ループを取り外します。
- ③ 交換用のサンプル・ループを取り付け、サンプル・ループをポートの穴奥に押しつけた状態でオシネを締め付けます。

