

## LC/MS 及 HPLC 法分析花生中黄曲霉毒素

## Analysis of Aflatoxins in peanut by LC/MS and HPLC methods

黄曲霉毒素是由黄曲霉（*aspergillus flavus*）等霉菌产生的代谢产物，存在于土壤、动植物、各种坚果中，特别是容易污染花生、玉米、稻米等粮油产品，具有很强的致癌性，是对人类健康危害极为突出的一类霉菌毒素。现已鉴定出的黄曲霉毒素大约有 20 种，其中最典型的有黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 共计 4 种（图 1）。日本厚生劳动省发布的黄曲霉毒素检测法，是使用免疫亲和色谱柱进行前处理后再采用 LC/MS 法以及荧光衍生-HPLC 法进行分析。中国 2017 年 1 月发布的最新国家标准 GB 5009.22-2016 中新增了同位素稀释液相色谱-串联质谱法。也同样先用免疫亲和柱对样品进行前处理，然后再用 LC/MS 方法检测。

本报告将参照日本的方法，对花生样品的黄曲霉毒素检测进行介绍。

## (1) LC/MS 法

花生样品的前处理方法如图 2 所示。经搅拌机粉碎、萃取、过滤后，采用结合了黄曲霉毒素特异性抗体的免疫亲和色谱柱净化样品，然后直接测定。

分析柱使用 TSKgel ODS-100V 5 $\mu$ m (2.0 mm I.D. x 150 mm, 5  $\mu$ m)，将乙酸铵水溶液、乙腈以及甲醇的混合溶剂作为流动相进行分离。检测法列出了选择性离子监测（SIM）以及选择性反应监测（SRM）的检测条件，此次采用 SIM 进行检测。将总黄曲霉毒素浓度添加至检测限量值的 2 倍（20  $\mu$ g/kg）的花生作为样品，进行前处理后，通过 LC/MS 法进行测定，色谱图如图 3 所示。




图 1 黄曲霉毒素的结构式

样品 50 g  
+ 乙腈/水 (9/1) 100 mL  
搅拌机搅拌 5 分钟

离心分离 (2500 r/min, 5 分钟)

分取萃取液 5 mL  
+ 磷酸缓冲生理盐水定容至 50 mL  
过滤 (玻璃纤维滤纸)

滤液 10 mL

免疫亲和色谱柱提纯  
+ 清洗: 磷酸缓冲液 10 mL  
+ 清洗: 水 10 mL  
+ 洗提: 加压除去水分后, 乙腈 3 mL

洗提液 乙腈 5 mL 定容

烟棍溶液 1 mL

减压浓缩干固  
+ 流动相 1 mL

↓ LC/MS

图 2 花生样品的前处理

表 1 分析条件

色谱柱:	TSKgel ODS-100V 5 $\mu$ m (2.0 mmI.D. x 150 mm, 5 $\mu$ m)			
流动相:	CH <sub>3</sub> OH/CH <sub>3</sub> CN/10 mmol/L CH <sub>3</sub> COONH <sub>4</sub> =60/20/150			
流速:	0.2 mL/min			
柱温:	40 °C			
进样量:	10 $\mu$ L			
MS:	G1956B (Agilent Technologies)			
离子源:	ESI(+)			
模式:	SIM			
m/z:	AflatoxinB1	313	AflatoxinB2	315
	AflatoxinG1	329	AflatoxinG2	331




图 3 花生样品的色谱图 (LC/MS 法)

添加浓度: 总黄曲霉毒素量为 20  $\mu$ g/kg (检测限量值的 2 倍)

## (2) 荧光衍生-HPLC 法

花生样品的前处理方法如图 4 所示。样品的粉碎、萃取、过滤处理以及使用免疫亲和色谱柱净化都按图 2 进行相同处理。黄曲霉毒素有天然荧光，无须衍生化即可检测出荧光。为增强黄曲霉毒素 B1 和 G1 的荧光强度，使用 TFA 将其衍生为氢氧化物。此外，黄曲霉毒素 B2 和 G2 未进行衍生化。

分析柱使用 TSKgel ODS-100V 5 $\mu$ m (4.6 mmI.D. x 250 mm, 5  $\mu$ m)，以水、乙腈以及甲醇的混合溶剂作为流动相进行分离。将总黄曲霉毒素浓度添加至检测限量值的 2 倍 (20  $\mu$ g/kg) 的花生作为样品，进行图 4 所示的前处理后，采用 HPLC 法进行测定，色谱图如图 5 所示。因为衍生为氢氧化物，黄曲霉毒素的洗脱顺序与图 3 中有所不同。




图 4 花生样品的前处理方法

表 2 分析条件

色谱柱: TSKgel ODS-100V 5 $\mu$ m (4.6 mmI.D. x 250 mm, 5 $\mu$ m)
流动相: CH <sub>3</sub> OH / CH <sub>3</sub> CN / H <sub>2</sub> O = 30/10/60
流速: 1.0 mL/min
柱温: 40 °C
进样量: 20 $\mu$ L
检测: FLD (Ex; 365 nm, Em; 450 nm)




图 5 花生样品的色谱图 (荧光衍生化-HPLC 法)  
添加浓度: 总黄曲霉毒素量为 20  $\mu$ g/kg (检测限量值的 2 倍)

两种分析方法的黄曲霉素定量范围、重现性、定量限界以及回收率如表 3 所示。

根据标准样品制成的校准曲线结果显示，LC/MS 法结果在 0.25~10 µg/L、荧光衍生化-HPLC 法结果在 1.0~4.0 µg/L 的浓度范围内，可得到相关系数  $r^2=0.999$  以上的良好线性关系。

两种方法的定量下限值（LOQ）均为约 0.1 µg/L，根据检测法前处理时相当于 1 µg/kg（限量值的 1/10 浓度）。将各黄曲霉素标准物质浓度分别添加至 5 µg/kg 的花生作为样品，测定的回收率为 98.7~110 %，结果良好。

表 3 各分析法的定量范围、重现性、定量限界以及回收率

LC/MS 法

Analytes	Calibration curb		RSD (% , n=6) (at 5 m/L)	LOQ		Recovery (%) (at 20µg/kg: peanut)
	Range (µg/L)	$r^2$		(µg/L)	(µg/kg: peanut)	
AflatoxinB1	0.25-10	0.999	0.76	0.072	0.72	101.7
AflatoxinB2	0.25-10	0.999	0.68	0.077	0.77	98.7
AflatoxinG1	0.25-10	0.999	0.37	0.093	0.93	109.2
AflatoxinG2	0.25-10	0.999	0.72	0.070	0.70	105.2

荧光衍生化-HPLC 法

Analytes	Calibration curb		RSD (% , n=6) (at 2 µg/L)	LOQ		Recovery (%) (at 20µg/kg: peanut)
	Range (µg/L)	$r^2$		(µg/L)	(µg/kg : peanut)	
AflatoxinB1	1.0-4.0	0.999	1.0	0.068	0.68	104.6
AflatoxinB2	1.0-4.0	0.999	0.5	0.061	0.61	104.0
AflatoxinG1	1.0-4.0	0.999	2.0	0.069	0.69	108.3
AflatoxinG2	1.0-4.0	0.999	1.3	0.061	0.61	107.3