

使用条件及质量标准

OPERATING CONDITIONS and SPECIFICATIONS

TSKgel Lipopropak[®]XL

分析柱					连接方式/ 连接部件	对应的保护柱		
货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	粒径 (μm)	柱身材质		货号	产品名	保护柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)
0018557	TSKgel Lipopropak _{XL}	7.8 × 30	10	不锈钢	Ferrule 方式 1/16 英寸管路	0018059	TSKgel guardcolumn Lipopropak	6.0 × 4

该 OCS 表记载了色谱柱简易使用条件及方法。详细的使用方法请参阅使用说明书。

A. 使用条件及方法

1. 出厂溶剂 TSKgel eluent LP-1

2. 最大压降、最大流速、推荐流速及溶剂替换流速

货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	最大压降 (MPa)	最大流速 (mL/min)	推荐流速 (mL/min)	溶剂替换流速 (mL/min)
0018557	TSKgel Lipopropak _{XL}	7.8 × 30	2.5	1.0	0.5~0.6	≤0.6
注 柱压根据流动相的种类 (缓冲溶液、盐浓度以及有机溶剂浓度) 及柱温不同而不同。 如果超过最大压降, 请降低流速。						

3. 流动相

该色谱柱为脂蛋白分析专用柱。请使用专用流动相。

货号	产品名	备注
0018012	洗脱液 TSKgel eluent LP-1	脂蛋白分析用试剂

4. 使用温度范围 20~30 °C

5. 保存 (1) 步骤: 先用出厂溶剂替换色谱柱内溶剂后, 从仪器上卸下色谱柱, 用保护塞密封色谱柱两端, 然后进行保存。

注 请注意溶剂替换流速。

(2) 保存温度: 15~30 °C

6. 保护柱 为了保护分析柱, 请尽量使用保护柱。

7. 废弃注意事项 填料为可燃性乙烯基共聚物。
废弃时, 请参阅使用说明书中记载的注意事项。

8. 其他
• 清洗液
请使用专用清洗液清洗样品环。

货号	产品名	备注
0018013	清洗液	脂蛋白分析用试剂

TSKgel、Lipopropak 是东曹株式会社在中国、日本、美国、欧盟等的注册商标。

B. 质量标准

该色谱柱的质量标准如下: 检测条件和检测结果, 记载在柱盒内的 INSPECTION DATA SHEET 中。

货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	理论塔板数	不对称因子
0018557	TSKgel Lipopropak _{XL}	7.8 × 30	≥10000	0.8~1.4

