

## 使用条件及质量标准

## OPERATING CONDITIONS and SPECIFICATIONS

TSKgel® SCX (Na<sup>+</sup>型)

分析柱						连接方式/连接部件
货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	粒径 ( $\mu\text{m}$ )	对离子	柱身材质	
0007156	TSKgel SCX	6.0 × 15	5	Na <sup>+</sup>	不锈钢	Ferrule 方式 1/16 英寸管路

该 OCS 表记载了色谱柱简易使用条件及方法。详细的使用方法请参阅使用说明书。

## A. 使用条件及方法

1. 出厂溶剂 水

2. 最大压降、最大流速、推荐流速及溶剂替换流速

货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	最大压降 (MPa)	最大流速 (mL/min)	推荐流速 (mL/min)	溶剂替换流速 (mL/min)
0007156	TSKgel SCX	6.0 × 15	15.0	1.2	0.5~1.0	≤0.3
注 柱压根据流动相的种类(缓冲溶液、盐浓度以及有机溶剂浓度)、柱温以及梯度条件不同而不同。 如果超过最大压降, 请降低流速。						

3. 流动相

- (1) 水、盐溶液以及缓冲溶液  
(2) 含 20% 以下水溶性有机溶剂的溶液  
(3) pH 2.0~12.0

注 1 建议使用超纯水或同等级别的水。建议使用特级或 HPLC 级别的有机溶剂或试剂。

注 2 使用含有有机溶剂的溶液时, 请注意盐析。

4. 使用温度范围

10~45 °C

5. 保存

(1) 步骤: 先用出厂溶剂替换色谱柱内溶剂后, 从仪器上卸下色谱柱, 用保护塞密封色谱柱两端, 然后进行保存。

注 请注意溶剂替换流速。

(2) 保存温度: 15~30 °C

6. 清洗

请先使用方法 (1) 和 (2) 进行清洗, 然后确认色谱柱性能, 如果没有恢复, 请使用方法 (3) 进行清洗。

- (1) 去除离子性杂质  
高盐浓度的流动相或酸性水溶液清洗。如果含有有机溶剂, 请注意盐析。  
(2) 去除疏水性杂质  
含 20% 以下水溶性有机溶剂的溶液 (甲醇、乙腈等) 清洗。请注意盐析。  
(3) 使用方法 (1) 和 (2) 清洗后, 色谱柱性能无法恢复时的清洗方法  
请采用进样的方式注入 0.1~0.2 mol/L 的氢氧化钠水溶液反复清洗。

注 1 根据杂质的性质, 即使清洗色谱柱后, 也有可能不能恢复其性能。

注 2 清洗色谱柱时的流速与溶剂替换流速一致。

7. 废弃注意事项

填料为可燃性苯乙烯-二乙烯基苯共聚物。

废弃时, 请参阅使用说明书中记载的注意事项。

TSKgel 是东曹株式会社在中国、日本、美国、欧盟等的注册商标。

## B. 质量标准

该色谱柱的质量标准如下: 检测条件和检测结果, 记载在柱盒内的 INSPECTION DATA SHEET 中。

货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	理论塔板数	不对称因子
0007156	TSKgel SCX	6.0 × 15	≥2000	0.8~1.6

