

石綿（アスベスト）使用製品のお知らせ

東ソー株式会社
科学計測事業部

現在弊社が販売しております製品には石綿は使用していません。
但し、過去販売した製品の中で一部石綿を使用している製品がありますので以下のとおりお知らせいたします。

石綿使用製品一覧

製品名		使用箇所	販売期間
カラムオーブン	CO-8000	オーブン	1984年～1987年
カラムオーブン	CO-8011	オーブン	1988年～1989年
リアクタ	RE-8000	オーブン	1984年～1987年
リアクタ	RE-8010	オーブン	1988年～1992年
高速 GPC 装置	HLC-8020	オーブン	1986年～1995年
高速 GPC 装置	HLC-8120GPC	オーブン	1993年～1999年
高温 GPC 装置	HLC-8121GPC/HT	オーブン、サンブラ	1998年～ (2004年3月出荷分 より非石綿材を使用)
溶解ろ過装置	DF-8020	温調ブロック	1998年～ (2004年7月出荷分 より非石綿材を使用)

上記製品に使用している石綿はクリソタイル石綿（白石綿）を板状あるいはスポンジ状に固めたもので、断熱材として使用されています。

廃棄時には廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき処理を行ってください。

上記製品に関するお問合せは下記までご連絡下さい。

「お問合せ先」

カスタマーサポートセンター

TEL：0467-76-5384

E-mail:csc@tosoh.co.jp

又は 営業部 分析システムグループ

TEL：03-5427-5180